



NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

Doküman No	L01/PR02
Yayın Tarihi	15.06.2023
Rev. No / Tarih	02/20.10.2025
Sayfa No	1 / 2
Son Güncellenme Tarihi	15.06.2026

SIRA NO	LABORATUVAR ADI	ANALİZ ADI	METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN/ ÜRÜN GRUBU	ORİJİNAL METOT KAYNAĞI / KAYNAKLARI	GEREKLİ NUMUNE MİKTARI	ANALİZ ÇIKIŞ SÜRESİ
1	MİKROBİYOLOJİ	Aerobik Koloni Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 4833-1:2014	150 g	3 Gün
2	MİKROBİYOLOJİ	Bacillus cereus Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS EN ISO 7932:2006	150 g	2-3 Gün
3	MİKROBİYOLOJİ	Clostridium perfringens Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 15213-2:2024	150 g	2 Gün
4	MİKROBİYOLOJİ	Enterobacteriaceae Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS EN ISO 21528-2:2018	150 g	1-2 Gün
5	MİKROBİYOLOJİ	Escherichia coli O157 Aranması	Gıda ve Yem	TS EN ISO 16654:2003	150 g	2-3 Gün
6	MİKROBİYOLOJİ	Escherichia coli Sayımı	Gıda ve Yem	ISO 16649-2:2012	150 g	1 Gün
7	MİKROBİYOLOJİ	Escherichia coli sayımı	Gıda (Süt ve Süt Ürünleri Hariç), Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 16649-3:2015	150 g	1-2 Gün
8	MİKROBİYOLOJİ	Escherichia coli Sayımı (EMS)	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS ISO 7251:2015	150 g	2-4 Gün
9	MİKROBİYOLOJİ	Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve Diğer Türler)	Gıda ve Yem	TS EN ISO 6888-1:2021	150 g	2 Gün
10	MİKROBİYOLOJİ	Koliform Bakteri Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS ISO 4832:2010	150 g	1-2 Gün
11	MİKROBİYOLOJİ	Koliform Bakteri Sayımı (EMS)	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 4831:2010	150 g	1-3 Gün
12	MİKROBİYOLOJİ	Küf ve Maya Sayımı	Gıda ve Yem	ISO 21527-1, ISO 21527-2:2012	150 g	5 Gün
13	MİKROBİYOLOJİ	Küf ve Maya Sayımı	Gıda	3M Petrifilm Metodu, AOAC 2014.05:2014	150 g	3 Gün
14	MİKROBİYOLOJİ	Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı	Gıda ve Yem	ISO 15214:2015	150 g	3 Gün

	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ	Doküman No	L01/PR02
		Yayın Tarihi	15.06.2023
		Rev. No / Tarih	02/20.10.2025
		Sayfa No	2 / 2
		Son Güncellenme Tarihi	

15	MİKROBİYOLOJİ	Listeria spp. Aranması ve Listeria monocytogenes Aranması	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS EN ISO 11290-1:2017	150 g	4-6 Gün
16	MİKROBİYOLOJİ	Listeria monocytogenes Aranması	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 11290-1 AFNOR UNI 03/04 - 04/05, OXOİD Listeria Preciis Metot:2026	150 g	2 Gün
17	MİKROBİYOLOJİ	Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı (Toplam Canlı)	Gıda ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	FDA BAM Chapter 3:2026	150 g	2 Gün
18	MİKROBİYOLOJİ	Pseudomonas spp. Sayımı	Et ve Et Ürünleri	TS EN ISO 13720:2011	150 g	2 Gün
19	MİKROBİYOLOJİ	Rope Sporu	Ekmek	TS 5000:2025	150 g	2 Gün
20	MİKROBİYOLOJİ	Rope Sporu	Ekmek Mayası	TS3522:2015	150 g	2 Gün
21	MİKROBİYOLOJİ	Salmonella spp. Aranması	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	TS EN ISO 6579-1:2017	150 g	3-5 Gün
22	MİKROBİYOLOJİ	Salmonella spp. Aranması	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	AFNOR UNI 03/06 - 12/07 RAPID OXOİD Salmonella Preciis Method:2025	150 g	2 Gün
23	MİKROBİYOLOJİ	Sterilite Kontrolü	Süt (UHT)	TS 1192:2021	150 g	10-13 Gün
24	MİKROBİYOLOJİ	Sülfid İndirgeyen Clostridium Sayımı	Gıda, Yem ve Gıda İşletmesinden alınan Çevresel Numuneler	ISO 15213:2023	150 g	2 Gün
25	MİKROBİYOLOJİ	Ticari Sterilite Kontrolü	Konserve Gıda	TS 10524:1992	150 g	10-13 Gün
26	MİKROBİYOLOJİ	Toplam Spesifik mikroorganizma sayısı	Yoğurt	TS ISO 7889:2004	150 g	3 Gün
27	MİKROBİYOLOJİ	Vibrio spp. Aranması	Gıda, Yem ve Gıda ile Temas Eden Her Türü Yüzey	ISO 21872-1:2018	150 g	3-5 Gün

***Mikrobiyoloji analizi istenen numuneler orijinal veya steril ambalaj ile gönderilmelidir.**

*Mikrobiyolojik analizi istenen stabil ürünlerde sıcaklık 18-27°C aralığında, dondurulmuş ürünlerde -18°C altında, ortam sıcaklığında stabil olmayan ürün gruplarında 5 ± 3 °C aralığında, çevresel numunelerde ise 1-8°C aralığında ambalaj bütünlüğü bozulmamış olmalıdır.

*Çevresel Numunelerde sayım analizi için 1 adet yeterli iken, patojen analizlerinde her analiz için ayrı örnek alınmalıdır. (Örneğin bir numune de hem sayım hem patojen analizi varsa 2 swap alınmalıdır E.coli+Listeria M. Gibi)